

ブライトグラスⅡ

TR90をテンプルとブリッジに使用したツーポイントタイプ

G058 ブライトグラスⅡ

¥4,500 (税別)

レンズサイズ:横50mm x 縦25mm

レンズ材質:アクリル樹脂

フレームサイズ:鼻幅18mm テンプル150mm

フレーム材質:TR90 本体質量:約14g (度数により異なります)

度数:S+1.00, S+1.50, S+2.00, S+2.50, S+3.00, S+3.50

■ケース付(45×167×30mm) ■中国製



エアリーダーソレイユ ★販売終了

TR90ポリアミド素材使用で抜群の軽さ

G050 エアリーダーソレイユ

¥3,800 (税別)

レンズサイズ:横52mm x 縦30mm

レンズ材質:ポリカーボネート


フレームサイズ:鼻幅15mm テンプル140mm

フレーム材質:ポリアミド(TR90)

本体質量:約12g (度数により異なります)

度数:S+1.00, S+1.50, S+2.00, S+2.50, S+3.00

■ケース付(56×150×28mm) ■中国製

イタリア・ナンニーニ社製
コンパクトⅡ★

掛けやすくなった改良型

G027 コンパクトⅡ

¥2,700 (税別)

レンズサイズ:横45mm x 縦31mm

レンズ材質:アクリル樹脂

フレームサイズ:鼻幅17mm テンプル125mm

テンプレート材質:TR90 本体質量:約14g (度数により異なります)

度数:S+1.00, S+1.50, S+2.00, S+2.50, S+3.00, S+3.50

■ケース付(53×140×10mm) ■イタリア製

イタリア・ナンニーニ社製
コンパクトグラス★

薄くて軽いコンパクトなシニアグラス

G001 コンパクトグラス

¥2,400 (税別)

レンズサイズ:横45mm x 縦27mm

レンズ材質:アクリル樹脂

フレームサイズ:鼻幅20mm テンプル125mm

テンプレート材質:TR90 本体質量:約12g (度数により異なります)

度数:S+1.00, S+1.50, S+2.00, S+2.50, S+3.00

■ケース付(53×138×10mm) ■イタリア製



ど忘れグラスシニア

軽く、薄く、強く

G078 ど忘れグラスシニア〈カラーテンプレート〉

¥2,400 (税別)

レンズサイズ:横52mm x 縦27mm

レンズ材質:ポリカーボネート、ハードコート付

フレームサイズ:鼻幅15mm x テンプル135mm

テンプレート材質:ポリカーボネート 本体質量:約18g (度数により異なります)

度数:S+1.00, S+1.50, S+2.00, S+2.50, S+3.00, S+3.50, S+4.00

■ケース付(38×155×18mm) ■日本製

