

# リーディンググラス

鼻メガネタイプ / 折りたたみタイプ

G206

flexsee (フレクシー) ¥ 3,000 (税別) NEW

CTN01800



G206-01 レッド



G206-04 ブラック



G206-08 ネイビー



G206-13 パープル



G206-15 グレー



G206-20 クリア



◆鼻にかける粋なシニアグラスです。  
柔軟性があるって壊れにくく、小型・軽量・コンパクトなので携帯に便利です！

- ・度数：+1.0/+1.5/+2.0/+2.5/+3.0
- ・カラー：01 レッド / 04 ブラック / 08 ネイビー / 13 パープル / 15 グレー / 20 クリア
- ・レンズサイズ：横約 35mm × 縦約 23mm
- ・フレームサイズ：横約 100 × 縦約 35 × 幅約 5mm
- ・ケースサイズ：約横 98 × 縦 34 × 幅 10mm

- ・レンズ材質：アクリル
- ・フレーム材質：シリコンゴム
- ・ケース材質：ABS樹脂
- ・重量：本体約 8 g (+2.0の場合) ケース 10 g
- ・原産国：トルコ

G201

TWIST (ツイスト) ¥ 3,300 (税別) NEW

CTN01650



G201-01 レッド



G201-04 ブラック



G201-05 ホホワイト



G201-08 ネイビー



G201-20 クリア



◆イタリア製の折りたたみ式シニアグラスです。  
専用ケースに入れると、厚さ 1cm ・重さ 35 g。携帯に便利な薄型・軽量・コンパクト！

- ・度数：+1.0/+1.5/+2.0/+2.5/+3.0
- ・カラー：01 レッド / 04 ブラック / 05 ホホワイト / 08 ネイビー / 20 クリア
- ・レンズサイズ：横約 43mm × 縦約 28mm
- ・フレームサイズ：鼻幅約 22mm テンプル 150mm
- ・ケースサイズ：横 151mm × 縦 51mm × 厚 10mm

- ・レンズ材質：ポリカーボネイト
- ・フレーム材質：TR-90 (グリリアミド)
- ・ケース材質：ポリカーボネイト
- ・重量：本体約 15 g (+2.0の場合) ケース 20 g
- ・原産国：イタリア