

リーディンググラス

フルリム / クリップオン

高級シニアグラス

CR39 非球面レンズ（ハードマルチコート付）採用、超弾性フレーム！
見え方・かけ心地を追求した高級シニアグラス。

G063S ¥ 8,000 (税別)

CTN04800

- ・度数：+1.0/+1.5/+2.0/+2.5/+3.0/+3.5
- ・カラー：06 ピンク / 09 ブラウン
- ・レンズサイズ：横 45mm × 縦 30mm
- ・フレームサイズ：鼻幅 17mm テンプル 130mm
- ・ケースサイズ：約横 157mm × 縦 45mm × 高 30mm
- ・レンズ材質：プラスチック（CR39 非球面ハードマルチコート）
- ・フレーム材質：形状記憶合金 ・ケース材質：プラスチック / スチール
- ・重量：18 g（+2.0の場合） ・原産国：中国



G063S-06 ピンク

G063S-09 ブラウン

クリップオン老眼鏡（小）

メガネに取り付け可能！跳ね上げタイプのシニアグラス。
小さめのレンズ対応。

G056 ¥ 4,700 (税別)

CTN02350

- ・度数：+1.0/+1.5/+2.0/+2.5
- ・カラー：-
- ・レンズサイズ：横 37mm 縦 30mm
- ・フレームサイズ：-
- ・ケースサイズ：約横 145mm × 縦 71mm × 高 26mm
- ・レンズ材質：アクリル ・フレーム材質：合金
- ・ケース材質：プラスチック ・重量：13 g（+2.0の場合）
- ・原産国：日本（金具：アメリカ）



G056

+ 1.0/+1.5/+2.0/+2.5

クリップオン老眼鏡

メガネに取り付け可能！跳ね上げタイプのシニアグラス。
大きめのレンズ対応。

G055 ¥ 4,700 (税別)

CTN02350

- ・度数：+1.0/+1.5/+2.0/+2.5
- ・カラー：-
- ・レンズサイズ：横 55mm × 縦 38mm
- ・フレームサイズ：-
- ・ケースサイズ：約横 145mm × 縦 71mm × 高 26mm
- ・レンズ材質：アクリル ・フレーム材質：合金
- ・ケース材質：プラスチック ・重量：23 g（+2.0の場合）
- ・原産国：日本（金具：アメリカ）



G055

+1.0/+1.5/+2.0/+2.5



画像はフレクシー G206-01 レッドです。

使い方いろいろフレクシー

鼻メガネタイプのシニアグラス「フレクシー」には
使い方が色々あります。

- ◆通常の老眼鏡としての使い方
- ◆メガネの上からかけて、お手元を見るための使い方
- ◆メガネの内側にかけて、内掛けメガネとして
- ◆ローネット（手持ちメガネ）として
- ◆ペンダントにもなります（ネックストラップ付属）